

TUBO PVC 2x4

Cod. 12.1761.00

TUBO PVC ISOFLEX 2x4 CF 20 M



Descrizione

Tubo da laboratorio ISOFLEX in PVC atossico, autoclavabile, incolore.

Eccellente resistenza agli acidi e alle basi deboli, buona agli acidi e alle basi forti, scarsa ai solventi organici

Dati Tecnici

Diametro interno (mm)	2
Diametro esterno (mm)	4
Confezione (mt)	20

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)
12.1760.00	TUBO PVC 0,8x2,4	0,8	2,4
12.1761.00	TUBO PVC 2x4	2	4
12.1762.00	TUBO PVC 4x6	4	6
12.1763.00	TUBO PVC 5x8	5	8
12.1764.00	TUBO PVC 6x9	9	6
12.1765.00	TUBO PVC 7x11	7	11

12.1766.00	TUBO PVC 8x12	8	12
12.1767.00	TUBO PVC 10x14	10	14
12.1768.00	TUBO PVC 12x17	12	17