

8 C

Cod. 22.2640.50

Contenitore Dewar ISOTHERM C modello 8 C



Descrizione

- Vetro borosilicato, a forma liscia, con involucro di metallo con rivestimento blu.
- Doppia parete argentata, sotto vuoto spinto.
- Particolarmente indicati per gas liquefatti.
- Modelli con capacità fino a 8 litri.

Dati Tecnici

Volume (l)	1,7
Dimensioni esterne (ØxH mm)	90x560
Dimensioni interne (ØxH mm)	67x500

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.2631.50	00 C	0,1	63x135	40x90
22.2643.50	11 C	2,1	105x550	77x500
22.2654.50	S 22 C	8	165x660	138x600
22.2653.50	S 21 C	4	165x375	138x310
22.2652.50	20 C	3	165x280	138x310

22.2651.50	19 C	5	140x660	110x600
22.2650.50	18 C	2,5	140x345	110x290
22.2649.50	17 C	4	130x660	100x600
22.2648.50	16 C	2	130x345	100x290
22.2647.50	15 C	1,5	130x300	100x240
22.2646.50	14 C	3,2	124x665	90x600
22.2645.50	13 C	2	124x390	90x340
22.2644.50	12 C	1,5	124x300	90x245
22.2632.50	0 C	0,2	63x215	40x170
22.2642.50	10 C	1,5	105x395	77x345
22.2641.50	9 C	1	105x290	77x235
22.2640.50	8 C	1,7	90x560	67x500
22.2639.50	7 C	1,2	90x395	67x350
22.2638.50	6 C	0,8	90x295	67x240
22.2637.50	5 C	1,25	81x550	57x500
22.2636.50	4 C	0,75	81x370	57x310
22.2635.50	3 C	0,5	81x260	57x210
22.2634.50	2 C	0,45	72x310	47x270
22.2633.50	1 C	0,3	72x240	47X190
