


TUBO VITON 8x11

Cod. 12.2945.15

TUBO VITON DIAM.MM. 8X11



Descrizione

Tubo in fluoroelastomero Viton per condotta senza pressione di acidi forti, ossidanti, solventi aromatici, clorurati e alcoli. Temperatura -10+230 °C. Confezione minima 5 metri.

Dati Tecnici

Diametro interno (mm)	8
Diametro esterno (mm)	11

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)
12.2945.10	TUBO VITON 4x6	4	6
12.2945.12	TUBO VITON 6x9	6	9
12.2945.15	TUBO VITON 8x11	8	11