


# CAMERE FUCHS ROSENTHAL

Cod. 01.0428.00

Camera contaglobuli di Fuchs Rosenthal standard senza pinze



## Descrizione

Camere conta globuli in vetro, con o senza pinze, con doppio reticolo di lettura resistente agli agenti chimici aggressivi. Marcate CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Ogni reticolo presenta una griglia a linee triple di 4x4 quadrati grandi, ciascuno di 1 mm di lato, la profondità della camera è di 0,2 mm. Ogni quadrato grande è suddiviso a sua volta in 16 quadrati di 0,25 mm di lato. Considerando la profondità doppia e la larghezza della griglia di conta, questa camera è indicata per il conteggio delle cellule nei liquidi cerebrospinali o in situazioni di poche cellule per ml di liquido.

Nei modelli "bright-line" le linee che descrivono il reticolo sono intagliate in uno strato sottile di rodio ed appaiono luminose nella fase di conteggio al microscopio. Modificando il contrasto, l'immagine può essere invertita così che le linee del reticolo possono apparire luminose o scure, a seconda delle esigenze.

Sono confezionate in astuccio di plastica con due vetrini in dotazione.

## Dati Tecnici

Reticolo	standard
Volume vasca	senza pinze

## Varianti

Codice	Prodotto	Reticolo	Volume vasca
01.0428.00	CAMERE FUCHS ROSENTHAL	standard	senza pinze

---

01.0438.00	FUCHS-R CP BL	bright-line	con pinze
01.0448.00	FUCH-R SP BL	bright-line	senza pinze

---