


CAMERA DI NEUBAUER IMPROVED

Cod. 01.0430.00

Camera contaglobuli di Neubauer, Improved standard senza pinze



Descrizione

Camere conta globuli in vetro, con o senza pinze, con doppio reticolo di lettura resistente agli agenti chimici aggressivi. Marchate CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Ogni reticolo presenta una griglia di 3x3 quadrati grandi, ciascuno di 1 mm di lato, la profondità della camera è di 0,1 mm. Ogni quadrato grande agli angoli del reticolo è suddiviso a sua volta in 16 quadrati da 0,25 mm di lato. Questi quadrati vengono utilizzati per la conta dei leucociti. Il quadrato grande centrale, differentemente dal reticolo di Neubauer standard, è suddiviso in 25 quadratini di lato 0,2 mm ulteriormente suddivisi in 16 mini quadratini di 0,05 mm di lato mediante linee triple ed è utilizzato per la conta dei trombociti e degli eritrociti.

Nei modelli "bright-line" le linee che descrivono il reticolo sono intagliate in uno strato sottile di rodio ed appaiono luminose nella fase di conteggio al microscopio. Modificando il contrasto, l'immagine può essere invertita così che le linee del reticolo possono apparire luminose o scure, a seconda delle esigenze.

Sono confezionate in astuccio di plastica con due vetrini in dotazione.

Dati Tecnici

Reticolo	standard
Volume vasca	senza pinze

Varianti

Codice	Prodotto	Reticolo
--------	----------	----------

01.0430.00	CAMERA DI NEUBAUER IMPROVED	standard
01.0450.00	CAMERA DI NEUBAUER IMPROVED	bright-line
