

VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI

Cod. 01.4155.28



Vetrini per camere contaglobuli lxl 21x23 mm bordi tagliati conf. 4x25 pezzi

Descrizione

Vetrini per camere contaglobuli in vetro borosilicato

- perfettamente trasparenti
- esenti da bolle e striature
- Con bordi tagliati.
- Spessore di 0,38÷0,42 mm.
- Confezionati in scatole da 25 pezzi
- fornitura minima di 100 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	21x23
Confezione	4x25 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxL mm)
01.4155.28	VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI	21x23
01.4160.28	VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI	21x26
01.4160.29	VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI	22x22
01.4160.31	VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI	24x24

01.4160.38	VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI	30x30
------------	-----------------------------	-------