

# VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI

Cod. 01.4160.31



Vetrini per camere contaglobuli 1x1 24x24 mm bordi tagliati conf. 4x25 pezzi

## Descrizione

Vetrini per camere contaglobuli in vetro borosilicato

- perfettamente trasparenti
- esenti da bolle e striature
- Con bordi tagliati.
- Spessore di 0,38÷0,42 mm.
- Confezionati in scatole da 25 pezzi
- fornitura minima di 100 pezzi.

## Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)

24x24

## Varianti

| Codice     | Prodotto                    | Dimensioni (LxL mm) |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| 01.4155.28 | VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI | 21x23               |
| 01.4160.28 | VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI | 21x26               |
| 01.4160.29 | VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI | 22x22               |
| 01.4160.31 | VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI | 24x24               |
| 01.4160.38 | VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI | 30x30               |

