

VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI

Cod. 01.4170.29

Vetrini per camere contaglobuli lxl 22x22 mm bordi molati conf. 4x25 pezzi



Descrizione

Vetrini per camere contaglobuli in vetro borosilicato

- perfettamente trasparenti
- esenti da bolle e striature
- Con bordi molati.
- Spessore di 0,38÷0,42 mm
- Confezionati in scatole da 25 pezzi
- fornitura minima di 100 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)

22x22

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxL mm)
01.4165.28	VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI	21x23
01.4170.28	VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI	21x26
01.4170.29	VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI	22x22
01.4170.31	VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI	24x24
01.4170.38	VETRINI CAMERE CONTAGLOBULI	30x30

