

VETRINO PORTAOGGETTO STANDARD

Cod. 01.4180.34

Vetrini portaoggetto standard lxl mm 26x76 cf 20x50 pezzi bordo tagliato
banda scrittura doppia smerigliatura



Descrizione

Vetrini portaoggetto per microscopia

Caratteristiche:

- prelavati e sgrassati
- spessore di 0,95÷1,05 mm
- qualità extra
- Disponibili con bordi molati o tagliati e con o senza doppia banda smerigliata.
- Confezionati in scatole da 50 pezzi.
- Confezione minima 1000 pezzi.

Dati Tecnici

Bordo	tagliato
Banda di scrittura	doppia, smeriglio
Dimensioni (LxL mm)	26x76
Confezione	20x50 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Bordo	Banda di scrittura
--------	----------	-------	--------------------

01.4185.34	VETRINO STANDARD	PORTAOGGETTO	molato	no
01.4175.34	VETRINO STANDARD	PORTAOGGETTO	tagliato	no
01.4190.34	VETRINO STANDARD	PORTAOGGETTO	molato	doppia, smeriglio
01.4180.34	VETRINO STANDARD	PORTAOGGETTO	tagliato	doppia, smeriglio