



VETRINO PORTAOGGETTO STANDARD

Cod. 01.4180.34

Vetrini portaoggetto standard IxI mm 26x76 cf 20x50 pezzi bordo tagliato banda scrittura doppia smerigliatura

Descrizione

Vetrini portaoggetto per microscopia

Caratteristiche:

- prelavati e sgrassati
- spessore di 0,95÷1,05 mm
- qualità extra
- Disponibili con bordi molati o tagliati e con o senza doppia banda smerigliata.
- Confezionati in scatole da 50 pezzi.
- Confezione minima 1000 pezzi.

Dati Tecnici

Bordo	tagliato
Banda di scrittura	doppia, smeriglio
Dimensioni (LxL mm)	26x76
Confezione	20x50 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Bordo	Banda di scrittura



01.4185.34	VETRINO STANDARD	PORTAOGGETTO	molato	no
01.4175.34	VETRINO STANDARD	PORTAOGGETTO	tagliato	no
01.4190.34	VETRINO STANDARD	PORTAOGGETTO	molato	doppia, smeriglio
01.4180.34	VETRINO STANDARD	PORTAOGGETTO	tagliato	doppia, smeriglio