

# VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA

Cod. 01.4211.34

Vetrini portaoggetto Superfrost fascia colorata rosa lxl mm 26x76 conf. 50  
bordo molato



## Descrizione

Vetrini per microscopia in vetro bianco di ottima qualità, classe idrolitica 1 esente da impurezze, perfettamente lavati e sgrassati.

Caratteristiche:

- Con bordi molati, spessore 1 mm.
- Presentano una fascia laterale colorata, indelebile e resistente agli acidi, alcali e solventi, il cui spessore evita che i vetrini aderiscano tra loro. La stampigliatura "Superfrost", inoltre, identifica il lato per la deposizione del campione.
- Sono disponibili con fascie nei colori: rosa, verde, azzurro, giallo, arancione.
- Confezioni da 50 vetrini ciascuna.

## Dati Tecnici

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Dimensioni (LxL mm) | 26x76       |
| Volume vasca        | fascia rosa |
| Bordo               | molato      |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                            | Volume vasca  |
|------------|-------------------------------------|---------------|
| 01.4210.34 | VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA | fascia bianca |
| 01.4211.34 | VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA | fascia rosa   |

---

|            |                                     |                  |
|------------|-------------------------------------|------------------|
| 01.4212.34 | VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA | fascia verde     |
| 01.4213.34 | VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA | fascia azzurra   |
| 01.4214.34 | VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA | fascia gialla    |
| 01.4215.34 | VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA | fascia arancione |

---