

# VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA

Cod. 01.4212.34

Vetrini portaoggetto Superfrost fascia colorata verde lxl mm 26x76 conf. 50  
bordo molato



## Descrizione

Vetrini per microscopia in vetro bianco di ottima qualità, classe idrolitica 1 esente da impurezze, perfettamente lavati e sgrassati.

Caratteristiche:

- Con bordi molati, spessore 1 mm.
- Presentano una fascia laterale colorata, indelebile e resistente agli acidi, alcali e solventi, il cui spessore evita che i vetrini aderiscano tra loro. La stampigliatura "Superfrost", inoltre, identifica il lato per la deposizione del campione.
- Sono disponibili con fascie nei colori: rosa, verde, azzurro, giallo, arancione.
- Confezioni da 50 vetrini ciascuna.

## Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	26x76
Volume vasca	fascia verde
Bordo	molato

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca
01.4210.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia bianca
01.4211.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia rosa

---

01.4212.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia verde
01.4213.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia azzurra
01.4214.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia gialla
01.4215.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia arancione

---