

VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA

Cod. 01.4214.34

Vetrini portaoggetto Superfrost fascia colorata gialla 1x1 mm 26x76 conf. 50
bordo molato



Descrizione

Vetrini per microscopia in vetro bianco di ottima qualità, classe idrolitica 1 esente da impurezze, perfettamente lavati e sgrassati.

Caratteristiche:

- Con bordi molati, spessore 1 mm.
- Presentano una fascia laterale colorata, indelebile e resistente agli acidi, alcali e solventi, il cui spessore evita che i vetrini aderiscano tra loro. La stampigliatura "Superfrost", inoltre, identifica il lato per la deposizione del campione.
- Sono disponibili con fascie nei colori: rosa, verde, azzurro, giallo, arancione.
- Confezioni da 50 vetrini ciascuna.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	26x76
Volume vasca	fascia gialla
Bordo	molato

Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca
01.4210.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia bianca
01.4211.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia rosa

01.4212.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia verde
01.4213.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia azzurra
01.4214.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia gialla
01.4215.34	VETRINO PORTAOGGETTO BANDA COLORATA	fascia arancione
