



VETRINI PORTAOGGETTO CON ADESIVO

Cod. 01.4230.34

Vetrini portaoggetto Superfrost Plus con adesivo 1x1 25x75 mm. conf. 72 pezzi fascia bianca bordo molato

Descrizione

Vetrini per microscopia in vetro bianco di ottima qualità, classe idrolitica 1 esente da impurezze, perfettamente lavati e sgrassati.

Caratteristiche:

- Con bordi molati a $90^{\circ} \pm \frac{1}{2}$, spessore 1 mm.
- Sono trattati con una carica positiva permanente che assicura l'adesione elettrostatica di tutti i tipi di sezioni e preparati citologici.
- Inoltre, uno speciale trattamento elimina lo sfondo rosso o bluastro che spesso si verifica nelle colorazioni di ematossilina-eosina di sezioni montate su vetrini albumizzati ed, inoltre, elimina lo sfondo marrone che si forma durante le colorazioni con immunoperossidasi e DNA in situ.
- Presentano una fascia laterale bianca, indelebile e resistente agli acidi, alcali e solventi, il cui spessore evita che i vetrini aderiscano tra loro. La stampigliatura "Superfrost", inoltre, identifica il lato per la deposizione del campione.
- Confezioni da 72 vetrini ciascuna.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	25x75
Caratteristiche	fascia bianca
Bordo	molato