



# VETRINI PORTAOGGETTO CON ADESIVO

Cod. 01.4230.34

Vetrini portaoggetto Superfrost Plus con adesivo lxl 25x75 mm. conf. 72 pezzi fascia bianca bordo molato

## Descrizione

Vetrini per microscopia in vetro bianco di ottima qualità, classe idrolitica 1 esente da impurezze, perfettamente lavati e sgrassati.

Caratteristiche:

- Con bordi molati a 90°  $\frac{1}{2}$ , spessore 1 mm.
- Sono trattati con una carica positiva permanente che assicura l'adesione elettrostatica di tutti i tipi di sezioni e preparati citologici.
- Inoltre, uno speciale trattamento elimina lo sfondo rosso o bluastro che spesso si verifica nelle colorazioni di ematossilina-eosina di sezioni montate su vetrini albumizzati ed, inoltre, elimina lo sfondo marrone che si forma durante le colorazioni con immunoperossidasi e DNA in situ.
- Presentano una fascia laterale bianca, indelebile e resistente agli acidi, alcali e solventi, il cui spessore evita che i vetrini aderiscano tra loro. La stampigliatura "Superfrost", inoltre, identifica il lato per la deposizione del campione.
- Confezioni da 72 vetrini ciascuna.

## Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	25x75
Volume vasca	fascia bianca
Bordo	molato