

# VETRINI COPRIOGGETTO

Cod. 01.4110.27

Vetrini coprioggetto quadrati lxl 20x20 mm confezione 5x200 pezzi



## Descrizione

Vetrini per microscopia

- spessore di 0,13÷0,16 mm
- n vetro Schott.
- Vetrini in scatolette da 200 pezzi.
- Quantità minima fornibile 1000 pezzi.

## Dati Tecnici

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Dimensioni (LxL mm) | 20x20       |
| Confezione          | 5x200 pezzi |

## Varianti

| Codice     | Prodotto             | Dimensioni (LxL mm) | Confezione  |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 01.4110.22 | VETRINI COPRIOGGETTO | 15x15               | 5X200 pezzi |
| 01.4110.25 | VETRINI COPRIOGGETTO | 18x18               | 5x200 pezzi |
| 01.4110.27 | VETRINI COPRIOGGETTO | 20x20               | 5x200 pezzi |
| 01.4110.29 | VETRINI COPRIOGGETTO | 22x22               | 5x200 pezzi |
| 01.4110.31 | VETRINI COPRIOGGETTO | 24x24               | 5x200 pezzi |

