

# VETRINO COPRIOGGETTO

Cod. 01.4118.31

Vetrini coprioggetto rettangolari lxl 24x40 mm confezione 10x100 pezzi



## Descrizione

Vetrini per microscopia

- spessore di 0,13÷0,16 mm
- in vetro Schott.
- Vetrini in scatolette da 100 pezzi.
- Quantità minima fornibile 1000 pezzi.

## Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	24x40
Confezione	10x100 pezzi

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxL mm)
01.4110.28	VETRINO COPRIOGGETTO	21x26
01.4114.31	VETRINO COPRIOGGETTO	24x32
01.4116.31	VETRINO COPRIOGGETTO	24x36
01.4118.31	VETRINO COPRIOGGETTO	24x40
01.4120.31	VETRINO COPRIOGGETTO	24x50

01.4125.31

VETRINO COPRIOGGETTO

24x60

---