

VETRINO COPRIOGGETTO

Cod. 01.4125.31

Vetrini coprioggetto rettangolari lxl 24x60 mm confezione 10x100 pezzi



Descrizione

Vetrini per microscopia

- spessore di 0,13÷0,16 mm
- in vetro Schott.
- Vetrini in scatolette da 100 pezzi.
- Quantità minima fornibile 1000 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	24x60
Confezione	10x100 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxL mm)
01.4110.28	VETRINO COPRIOGGETTO	21x26
01.4114.31	VETRINO COPRIOGGETTO	24x32
01.4116.31	VETRINO COPRIOGGETTO	24x36
01.4118.31	VETRINO COPRIOGGETTO	24x40
01.4120.31	VETRINO COPRIOGGETTO	24x50

01.4125.31

VETRINO COPRIOGGETTO

24x60
