

VETRINO COPRIOGGETTO

Cod. 01.4150.38

Vetrini coprioggetto rotondi diam.mm. 30 confezione 1000 pezzi



Descrizione

Vetrini per microscopia

Caratteristiche:

- spessore mm 0,13-0,16.
- Quantità minima fornibile 1000 pezzi.

Dati Tecnici

Diametro (mm)	30
---------------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro (mm)
01.4150.17	VETRINO COPRIOGGETTO	10
01.4150.19	VETRINO COPRIOGGETTO	12
01.4150.20	VETRINO COPRIOGGETTO	13
01.4150.22	VETRINO COPRIOGGETTO	15
01.4150.25	VETRINO COPRIOGGETTO	18
01.4150.29	VETRINO COPRIOGGETTO	22

01.4150.36	VETRINO COPRIOGGETTO	28
01.4150.38	VETRINO COPRIOGGETTO	30
01.4150.33	VETRINO COPRIOGGETTO	32
