

VETRINI PER IMMONUFLORESCENZA

Cod. 01.4310.09

Vetrini standard per immonofluorescenza 3 cerchi mm 14 fondo nero banda sabbata cf 100 pezzi



Descrizione

Vetrini standard per immunofluorescenza con bordi molati

Caratteristiche:

- dimensioni 26x76 mm
- spessore di 1 mm.
- Presentati in un'ampia scelta per numero e diametro dei cerchi, presenza della numerazione dei cerchi, colore del fondo e eventuale banda sabbata per l'identificazione.
- Sono stampati con resina epossidica e sono indicati per diagnostica, test di immunofluorescenza, coagulazione e coltura di cellule.
- Confezioni da 100 pezzi.

Dati Tecnici

Numero di cerchi	3
Diametro dei cerchi (mm)	14
Numerazione	no
Colore del fondo	nero
Banda di scrittura	sabbata

Varianti

Codice	Prodotto	Numero di cerchi	Diametro dei cerchi (mm)	Numerazione	Colore del fondo	Banda di scrittura
01.4300.15	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	8	6	sì	nero	sabbiata
01.4305.19	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	12	5	sì	bianco	sabbiata
01.4310.09	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	3	14	no	nero	sabbiata
01.4315.09	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	3	12	sì	nero	no
01.4320.09	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	3	10	sì	nero	no
01.4325.10	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	4	11	sì	bianco	no
01.4330.11	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	5	8	no	bianco	no
01.4335.17	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	10	6	no	nero	sabbiata
01.4340.12	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	6	10	no	nero	no
01.4345.15	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	8	11	no	nero	no
01.4350.28	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	21	4	no	nero	sabbiata
01.4355.38	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	30	2	no	nero	sabbiata
01.4360.15	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	8	6	no	nero	sabbiata
01.4365.19	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	12	5	no	bianco	sabbiata