

18 C

Cod. 22.2650.50

Contenitore Dewar ISOTHERM C modello 18 C



Descrizione

VASI CILINDRICI

Forma liscia a Rivestimento esterno in acciaio verniciato a fuoco, doppia parete argentata, sotto vuoto spinto.

Particolarmente indicati per gas liquefatti.

Dati Tecnici

Volume (l)	2,5
Dimensioni esterne (ØxH mm)	140x345
Dimensioni interne (ØxH mm)	110x290

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.2631.50	00 C	0,1	63x135	40x90
22.2643.50	11 C	2,1	105x550	77x500
22.2654.50	S 22 C	8	165x660	138x600
22.2653.50	S 21 C	4	165x375	138x310

22.2652.50	20 C	3	165x280	138x310
22.2651.50	19 C	5	140x660	110x600
22.2650.50	18 C	2,5	140x345	110x290
22.2649.50	17 C	4	130x660	100x600
22.2648.50	16 C	2	130x345	100x290
22.2647.50	15 C	1,5	130x300	100x240
22.2646.50	14 C	3,2	124x665	90x600
22.2645.50	13 C	2	124x390	90x340
22.2644.50	12 C	1,5	124x300	90x245
22.2632.50	0 C	0,2	63x215	40x170
22.2642.50	10 C	1,5	105x395	77x345
22.2641.50	9 C	1	105x290	77x235
22.2640.50	8 C	1,7	90x560	67x500
22.2639.50	7 C	1,2	90x395	67x350
22.2638.50	6 C	0,8	90x295	67x240
22.2637.50	5 C	1,25	81x550	57x500
22.2636.50	4 C	0,75	81x370	57x310
22.2635.50	3 C	0,5	81x260	57x210
22.2634.50	2 C	0,45	72x310	47x270
22.2633.50	1 C	0,3	72x240	47X190