

VETRINI PER IMMONUFLORESCENZA

Cod. 01.4360.15

Vetrini standard per immonofluorescenza 8 cerchi mm 6 fondo nero banda sabbiata cf 100 pezzi



Descrizione

Vetrini standard per immunofluorescenza con bordi molati

Caratteristiche:

- dimensioni 26x76 mm
- spessore di 1 mm.
- Presentati in un'ampia scelta per numero e diametro dei cerchi, presenza della numerazione dei cerchi, colore del fondo e eventuale banda sabbiata per l'identificazione.
- Sono stampati con resina epossidica e sono indicati per diagnostica, test di immunofluorescenza, coagulazione e coltura di cellule.
- Confezioni da 100 pezzi.

Dati Tecnici

Numero di cerchi	8
Diametro dei cerchi (mm)	6
Numerazione	no
Colore del fondo	nero
Banda di scrittura	sabbiata

Varianti

Codice	Prodotto	Numero di cerchi	Diametro dei cerchi (mm)	Numerazione	Colore del fondo	Banda di scrittura
01.4300.15	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	8	6	sì	nero	sabbiata
01.4305.19	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	12	5	sì	bianco	sabbiata
01.4310.09	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	3	14	no	nero	sabbiata
01.4315.09	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	3	12	sì	nero	no
01.4320.09	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	3	10	sì	nero	no
01.4325.10	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	4	11	sì	bianco	no
01.4330.11	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	5	8	no	bianco	no
01.4335.17	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	10	6	no	nero	sabbiata
01.4340.12	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	6	10	no	nero	no
01.4345.15	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	8	11	no	nero	no
01.4350.28	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	21	4	no	nero	sabbiata
01.4355.38	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	30	2	no	nero	sabbiata
01.4360.15	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	8	6	no	nero	sabbiata
01.4365.19	VETRINIPERIMMO NUFLORESCENZA	12	5	no	bianco	sabbiata