

VETRINO CON 3 CELLE

Cod. 01.4290.09

Vetrino portaoggetto con 3 celle



Descrizione

Caratteristiche:

- Vetrini portaoggetto per esami di microrganismi viventi come batteri o lieviti.
- Superficie piana e pulita, bordi molati.
- Spessore di 1,5 mm, diametro delle celle di 15 mm.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	26x76
Numero celle	3
Profondità cella (mm)	0,7

Varianti

Codice	Prodotto	Numero celle	Profondità cella (mm)
01.4290.05	VETRINO CON 1 CELLA	1	0,2
01.4290.07	VETRINO CON 2 CELLE	2	0,5
01.4290.09	VETRINO CON 3 CELLE	3	0,7