

CONTACELLULE 8 TASTI

Cod. 13.0815.00

CONTA CELLULE MECCANICI A TASTI MULTIPLI 8 TASTI



Descrizione

Contatori meccanici da banco, perfetti per il conteggio di cellule di sangue e per ogni evento ripetitivo.

Ogni tasto registra fino a 999. La finestra "Total" mantiene traccia del numero totale di colpi effettuati su tutti gli altri tasti.

Un campanello suona quando il totale raggiunge 100.

Dati Tecnici

Misura	999 unità
Modello	8 tasti

Varianti

Codice	Prodotto	Modello
13.0810.00	CONTACELLULE 5 TASTI	5 tasti
13.0815.00	CONTACELLULE 8 TASTI	8 tasti