

VASCHETTE COLORAZIONE VETRINI IN VETRO

Cod. 01.4060.00

VASCHETTE COLORAZIONE VETRINI IN VETRO



Descrizione

Vaschetta portavetrini senza scanalature interne completa di coperchio. Adatta a contenere cestelli in vetro a 10 posti e in acciaio inox o con manico pieghevole a 20 posti.

Dati Tecnici

Accessori/Correlati

01.4063.00	VA2960CE Cestello portavetrini in vetro, a 10 posti.
01.4065.00	A102010 Manico in acciaio inox per cestello portavetrini in vetro a 10 posti.
04.4270.27	03 Cestello portavetrini in acciaio inox, con manico lungo, a 20 posti.
23.8822.99	124.1230.19 Cestello con manico pieghevole, a 20 posti.