



VASCHETTE COLORAZIONE VETRINI COPLIN IN VETRO CON TAPPO IN PP ANCHE PER TLC

Cod. 01.4080.00

VASCHETTE COLOR.VETRINI COPLIN IN VETRO CON TAPPO IN PP
ANCHE PER TLC CF 6

Descrizione

Vaschetta in vetro, originale Wheaton, per colorazioni, utilizzabile anche come camera di sviluppo per cromatografie TLC, con 5 scanalature. Può contenere fino a 10 vetrini portaoggetto, sistemati dorso contro dorso, di dimensioni 25x75 mm. Il coperchio a vite in polipropilene riduce l'evaporazione dei reagenti.

La vaschetta ha una base rettangolare e può contenere circa 60 ml di reattivo.

Confezione da 6 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensione interne (LxPxH mm) 26x26x90

Capacità (ml) 60