



VASCHETTE COLORAZIONE VETRINI COPLIN IN VETRO CON TAPPO IN PP

Cod. 01.4075.00

VASCHETTE COLORAZIONE VETRINI COPLIN IN VETRO CON TAPPO IN PP CF 6

Descrizione

Vaschetta in vetro, originale Wheaton, per colorazioni che può contenere fino a 10 vetrini portaoggetto con dimensioni di 25x75 mm, dimensionata in modo che i vetrini sporgano e possano essere manipolati senza l'ausilio di pinze. Il coperchio a vite in polipropilene riduce l'evaporazione dei reattivi.

La vaschetta ha una base rettangolare e può contenere circa 55 ml di reattivo.

Confezione da 6 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensione interne (LxPxH mm)	26x26x70
Capacità (ml)	55