


# VASCLETTE COLORAZIONE VETRINI SCHIEFERDECKER IN PMP



Cod. 06.0351.00

VASCLETTE COLORAZIONE VETRINI SCHIEFERDECKER IN PMP

## Descrizione

Vaschetta per colorazioni in PMP con 10 posti, può contenere orizzontalmente fino a 20 vetrini portaoggetto, dorso contro dorso, di dimensioni 26x76 mm. Lo xilene può danneggiare la vaschetta dopo 2 giorni a temperatura ambiente. Fornita di coperchio in PMP.

## Dati Tecnici

Dimensioni esterne (LxPxH mm)

85x70x50

---