

PORTAVETRINI POSTALI RETTANGOLARI

Cod. 06.0923.00

PORTAVETRINI POSTALI RETTANGOLARI PP 1 POSTO



Descrizione

Portavetrini postali in polipropilene per vetrini mm 26x76 con chiusura a scatto. Sono particolarmente utili per campioni citologici o geologici.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	50x100
Numero di posti	1

Varianti

Codice	Prodotto		Dimensioni (LxL mm)	Numero di posti
06.0923.00	PORTAVETRINI RETTANGOLARI	POSTALI	50x100	1
06.0925.00	925		80x71	2
06.0924.00	924		84x100	3