

925

Cod. 06.0925.00

PORTAVETRINI POSTALI RETTANGOLARI PP 2 POSTI



Descrizione

Portavetrini postali in polipropilene per vetrini mm 26x76 con chiusura a scatto. Sono particolarmente utili per campioni citologici o geologici.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	80x71
Numero di posti	2

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxL mm)	Numero di posti
06.0923.00	PORTAVETRINI RETTANGOLARI	POSTALI 50x100	1
06.0925.00	925	80x71	2
06.0924.00	924	84x100	3