

VASSOI PORTAVETRINI

Cod. 13.0460.41

VASSOI PORTAVETRINI 39 POSTI 3 FILE



Descrizione

Vassoi in cartone vegetale per archiviazione vetrini standard da mm 26x76.

Dati Tecnici

Numero posti	39
Numero file	3
Dimensioni (mm)	370x320x8

Varianti

Codice	Prodotto	Numero posti	Numero file	Dimensioni (mm)
13.0460.17	VASSOI PORTAVETRINI	8	1	250x125x8
13.0460.34	VASSOI PORTAVETRINI	26	2	370x215x8
13.0460.41	VASSOI PORTAVETRINI	39	3	370x320x8