

PINZE KUEHNE CURVE

Cod. 04.5740.58

PINZE PER VETRINI KUEHNE CURVE LUNGH.MM. 105 ACC.INOX



Descrizione

Pinze in acciaio inossidabile in configurazione curve o a pale incrociate, a morsi piatti.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	105
Volume vasca	curve

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)	Volume vasca
04.5740.58	PINZE KUEHNE CURVE	105	curve
04.5750.56	PINZE KUEHNE INCROCIATE	95	a pale incrociate