

PINZE KUEHNE INCROCIATE

Cod. 04.5750.56

PINZE PER VETRINI KUEHNE A PALE INCROCIATE LUNGH..MM.95
ACC.INOX



Descrizione

Pinze in acciaio inossidabile a pale incrociate.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	95
Volume vasca	a pale incrociate

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)	Volume vasca
04.5740.58	PINZE KUEHNE CURVE	105	curve
04.5750.56	PINZE KUEHNE INCROCIATE	95	a pale incrociate