

# MATITA con punta di diamante

Cod. 12.1470.10

MATITA CON PUNTA DI DIAMANTE DA TASCHINO LUNGH.MM. 150



## Descrizione

Matite con punta di diamante per marcatura su vetro.

Modelli a penna da taschino o di forma triangolare, per una più comoda impugnatura.

## Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	150
Volume vasca	da taschino

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca
12.1470.10	MATITA con punta di diamante	da taschino
12.1470.00	MATITA con punta di diamante	a forma triangolare