

LAB75

Cod. 13.0620.32

MODULI CLASSIFICATORI IN ACCIAIO VERNICIATO ALTEZZA CASSETTO
75 MM



Descrizione

Moduli componibili in acciaio verniciato, nei colori verde scuro o bianco, per la conservazione di vetrini o cassette da inclusione e blocchetti "Embedding ring".

Sono dotati di cassette a fila singola e di sistema di arresto che impedisce l'accidentale estrazione totale dei cassette.

Possibilità di ottenere un rapido passaggio dalla classificazione ammassata a quella spaziata e viceversa attraverso un apposito dispositivo consistente in una molla flessibile ed elastica facilmente inseribile o estraibile.

I moduli per vetrini permettono la classificazione di 6500 vetrini, in configurazione ammassata, o di circa 1900 in configurazione spaziata.

Le sezioni sono intercambiabili e possono essere incolonnate con tutti i precedenti classificatori Lab-aid.

Ogni modulo è con parte superiore aperta mentre la parte inferiore di ogni unità diventa una chiusura ermetica a prova di polvere per quella sottostante.

Il sistema è impilabile utilizzando l'apposita base (optional).

Dati Tecnici

Volume vasca	altezza cassetto: 75 mm
Utilizzo	per vetrini 25x75 mm

Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca	Utilizzo
13.0620.32	LAB75	altezza cassetto: 75 mm	per vetrini 25x75 mm
13.0625.00	LAB25	altezza cassetto: 25 mm	cassette da inclusione

Accessori/Correlati

13.0650.00	MOLLA Molla flessibile per classificazione iniziale distanziata.
13.0640.00	COPERCHIO Coperchio in acciaio verniciato, per chiudere superiormente i moduli del sistema componibile.
13.0600.00	BASE Base di minimo ingombro in acciaio verniciato, nei colori verde scuro o bianco, per chiudere il fondo dei moduli componibili. Dimensioni (LxP cm): 50x50.