

# LAB25

Cod. 13.0625.00

MODULI CLASSIFICATORI IN ACCIAIO VERNICIATO ALTEZZA CASSETTO 25 MM



## Descrizione

Modulo componibile in acciaio verniciato, nei colori verde scuro o bianco, per la conservazione di cassette da inclusione o blocchetti "Embedding ring". È dotato di cassette a fila singola e di sistema di arresto che impedisce l'accidentale estrazione totale dei cassettei.

Possibilità di ottenere un rapido passaggio dalla classificazione ammassata a quella spaziata e viceversa attraverso un apposito dispositivo consistente in una molla flessibile ed elastica facilmente inseribile o estraibile.

Le sezioni sono intercambiabili e possono esserre incolonnate con tutti i precedenti classificatori Lab-aid.

Ogni modulo è con parte superiore aperta mentre la parte inferiore di ogni unità diventa una chiusura ermetica a prova di polvere per quella sottostante.

Il sistema è impilabile utilizzando l'apposita base (optional).

## Dati Tecnici

Volume vasca	altezza cassetto: 25 mm
Utilizzo	cassette da inclusione

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca	Utilizzo
13.0620.32	LAB75	altezza cassetto: 75 mm	per vetrini 25x75 mm

---

13.0625.00

LAB25

altezza cassetto: 25 mm

cassette da inclusione

---

## Accessori/Correlati

---

**13.0650.00**

MOLLA  
Molla flessibile per classificazione iniziale distanziata.

---

**13.0640.00**

COPERCHIO  
Coperchio in acciaio verniciato, per chiudere superiormente i moduli del sistema componibile.

---

**13.0600.00**

BASE  
Base di minimo ingombro in acciaio verniciato, nei colori verde scuro o bianco, per chiudere il fondo dei moduli componibili.  
Dimensioni (LxP cm): 50x50.

---