

AGITATORI A SIRINGA

Cod. 01.0005.01

Agitatore a siringa vetro borosilicato Ø mm 12,5



Descrizione

Caratteristiche:

- Il modello è costituito da un'asta di agitazione e da una guida intercambiabile in vetro a tenuta di vuoto.
- Un raccordo conico a smerigliatura normalizzata NS 29/32 permette l'adattamento su palloni.
- Asta con paletta a forma di mezzaluna in PTFE.

Disponibili , a richiesta, anche in altre misure.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)	12,5x230
Capacità pallone (ml)	2000÷3000

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)	Capacità pallone (ml)
01.0005.00	AGITATORI A SIRINGA	10,5x150	500÷1000
01.0005.01	AGITATORI A SIRINGA	12,5x230	2000÷3000
01.0005.02	AGITATORI A SIRINGA	14,5x270	5000÷6000

