

# AGITATORI A SIRINGA

Cod. 01.0005.02

Agitatore a siringa vetro borosilicato Ø mm 14,5



## Descrizione

Caratteristiche:

- Il modello è costituito da un'asta di agitazione e da una guida intercambiabile in vetro a tenuta di vuoto.
- Un raccordo conico a smerigliatura normalizzata NS 29/32 permette l'adattamento su palloni.
- Asta con paletta a forma di mezzaluna in PTFE.

Disponibili , a richiesta, anche in altre misure.

## Dati Tecnici

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Dimensioni (Ø x L mm) | 14,5x270  |
| Capacità pallone (ml) | 5000÷6000 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto            | Dimensioni (Ø x L mm) | Capacità pallone (ml) |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01.0005.00 | AGITATORI A SIRINGA | 10,5x150              | 500÷1000              |
| 01.0005.01 | AGITATORI A SIRINGA | 12,5x230              | 2000÷3000             |
| 01.0005.02 | AGITATORI A SIRINGA | 14,5x270              | 5000÷6000             |

