

PARA-PLAST

Cod. 13.1600.88

PARAFFINA PER INCLUSIONI ISTOLOGICHE NORMALE 1000 G



Descrizione

Para-Plast è una paraffina per l'inclusione di tessuti, in istologia. Nella variante "plus" è purificata e con aggiunta di dimetilsolfossido per infiltrazione più rapida e tempi di inclusione ridotti.

Dati Tecnici

Punto di fusione (° C)	56÷58
Confezione	1000 g
Volume vasca	normale

Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca
13.1600.88	PARA-PLAST	normale
13.1610.88	PARA-PLAST PLUS	plus