

# 03x4

Cod. 07.4900.00



CASSETTE PER INCLUSIONI ISTOLOGICHE TIPO UNI 48X28X7 CF 500  
COLORE BIANCO

## Descrizione

Cassette per inclusione in paraffina. Consentono l'impiego dello stesso contenitore dalla preparazione all'archiviazione. Munite di coperchio usa e getta. Dotate di un apposito spazio di scrittura per l'identificazione del campione.

## Dati Tecnici

Dimensioni (LxLxH mm)	48x28x7
Colore	bianco
Confezione	500 pezzi

## Varianti

Codice	Prodotto	Colore
07.4900.00	03x4	bianco
07.4905.00	06X4	giallo
07.4910.00	12X4	verde
07.4915.00	13X4	rosa
07.4920.00	04x4	blu