

MEGA-03

Cod. 06.2925.03

CASSETTE PER INCLUSIONI ISTOLOGICHE TIPO MEGA 10X100 PZ
COLORE BIANCO



Descrizione

Cassette per inclusione in paraffina a dimensioni maggiorate per campioni di dimensioni medio-grandi. Consentono l'impiego dello stesso contenitore dalla preparazione all'archiviazione. Munite di coperchio usa e getta. Dotate di un apposito spazio di scrittura per l'identificazione del campione. Disponibili in diversi colori in confezioni da 100 pezzi in imballo da 1000.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxLxH mm)	28x40x13,5
Colore	bianco
Confezione	10x100 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Colore	Confezione
06.2925.03	MEGA-03	bianco	10x100 pezzi
06.2925.04	MEGA-04	blu	-
06.2925.06	MEGA-06	giallo	-
06.2925.12	MEGA-12	verde	-
06.2925.15	MEGA-13	rosa	-

