

190015

Cod. 07.1040.22

CONTENITORI CON TAPPO A VITE POLISTIROLO TRASPARENTE ml 15
Dimensioni (ØxH mm) 35x33 1000 pezzi



Descrizione

Contenitori in polistirolo trasparente, imboccatura larga e coperchio a vite.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	15
Dimensioni (ØxH mm)	35x33
Confezione	1000 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione
07.1040.22	190015	15	35x33	1000 pezzi
07.1040.38	190030	30	35x55	1000 pezzi
07.1040.57	190100	100	65x55	250 pezzi
07.1040.69	190200	200	65x85	250 pezzi