

190200

Cod. 07.1040.69

CONTENITORI CON TAPPO A VITE POLISTIROLO TRASPARENTE ml 200
Dimensioni (ØxH mm) 65x85 250 pezzi



Descrizione

Contenitori in polistirolo trasparente, imboccatura larga e coperchio a vite.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	200
Dimensioni (ØxH mm)	65x85
Confezione	250 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione
07.1040.22	190015	15	35x33	1000 pezzi
07.1040.38	190030	30	35x55	1000 pezzi
07.1040.57	190100	100	65x55	250 pezzi
07.1040.69	190200	200	65x85	250 pezzi