

# 191000

Cod. 07.1050.88

VASI MONOUSO PER PEZZI CHIRURGICI ml 1000 Dimensioni (ØxH mm)  
125x120 180 pezzi



## Descrizione

Vasi monouso per pezzi chirurgici, polistirolo antiurto, chiusura a tenuta.

## Dati Tecnici

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Capacità (ml)       | 1000      |
| Dimensioni (ØxH mm) | 125x120   |
| Confezione          | 180 pezzi |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Capacità (ml) | Dimensioni (ØxH mm) | Confezione |
|------------|----------|---------------|---------------------|------------|
| 07.1050.70 | 190500   | 500           | 125x70              | 180 pezzi  |
| 07.1050.88 | 191000   | 1000          | 125x120             | 180 pezzi  |
| 07.1050.92 | 192500   | 2500          | 200x130             | 52 pezzi   |
| 07.1050.95 | 192501   | 5000          | 200x215             | 40 pezzi   |