

192501

Cod. 07.1050.95

VASI MONOUSO PER PEZZI CHIRURGICI ml 5000 Dimensioni (ØxH mm)
200x215 40 pezzi



Descrizione

Vasi monouso per pezzi chirurgici, polistirolo antiurto, chiusura a tenuta.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	5000
Dimensioni (ØxH mm)	200x215
Confezione	40 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione
07.1050.70	190500	500	125x70	180 pezzi
07.1050.88	191000	1000	125x120	180 pezzi
07.1050.92	192500	2500	200x130	52 pezzi
07.1050.95	192501	5000	200x215	40 pezzi