

195930

Cod. 07.5050.64



SACCHETTI A TENUTA PER PEZZI CHIRURGICI IN PE CF 250 DIM.MM.
150X150

Descrizione

Sacchetti per pezzi chirurgici in polietilene adatti al trasporto dei pezzi anatomici dal prelievo al laboratorio di Anatomia Patologica. Possono anche contenere formalina in quanto dotati di chiusura a perfetta tenuta. Confezioni da 250 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	150x150
Confezione	250 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)
07.5050.45	193930	50x100
07.5050.53	194930	80x150
07.5050.64	195930	150x150
07.5050.67	196930	180x200
07.5050.71	197930	230x300
07.5050.75	198930	300x300