

DUAL CYTOFUNNEL

Cod. 13.0740.00

DUAL CYTOFUNNEL con cartoncino incollato CF 500



Descrizione

Camere monouso con doppi pozzetti complete di filtrino, per un doppio campionamento su ogni vetrino, che dimezza il numero di preparati da allestire e ne accelera la lettura al microscopio.

Disponibili con cartoncino incollato o a parte.

Confezione da 500 pezzi.

Dati Tecnici

Numero di canali	2
Volume vasca	con cartoncino incollato
Confezione	500 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Volume vasca
13.0740.00	DUAL CYTOFUNNEL	con cartoncino incollato
13.0745.00	DUAL CYTOFUNNEL	con cartoncino a parte