

DUAL CYTOFUNNEL

Cod. 13.0745.00

DUAL CYTOFUNNEL con cartoncino a parte CF 500



Descrizione

Camera con doppio pozzetto monouso completa di filtrino, per un doppio campionamento su ogni vetrino che dimezza il numero di preparati da allestire e ne accelera la lettura al microscopio.

Confezione d 500 pezzi.

Dati Tecnici

Numero di canali	2
Caratteristiche	con cartoncino a parte
Confezione	500 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Caratteristiche
13.0740.00	DUAL CYTOFUNNEL	con cartoncino incollato
13.0745.00	DUAL CYTOFUNNEL	con cartoncino a parte