

SPEC SIDE S

Cod. 07.4150.00

SPECULUM VAGINALI MONOUSO STERILI CF 100 MISURA PICCOLO



Descrizione

Speculum vaginali monouso, a regolazione graduale con vite laterale o centrale. Costruiti in materiale plastico atossico trasparente, sterilizzati con ossido di etilene.

Disponibili in 3 misure contraddistinte dal differente colore della vite.

Dati Tecnici

Misura	piccolo
Volume vasca	vite color giallo

Varianti

Codice	Prodotto	Misura	Volume vasca
07.4150.00	SPEC SIDE S	piccolo	vite color giallo
07.4155.00	SPEC SIDE M	medio	vite color rosa
07.4160.00	SPEC SIDE L	grande	vite color viola