

SPEC SIDE M

Cod. 07.4155.00

SPECULUM VAGINALI MONOUSO STERILI CF 100 MISURA MEDIO



Descrizione

Speculum vaginale monouso a regolazione graduale con vite laterale o centrale. Costruito in materiale plastico atossico trasparente, sterilizzato con ossido di etilene.

Dati Tecnici

Misura	medio
Volume vasca	vite color rosa

Varianti

Codice	Prodotto	Misura	Volume vasca
07.4150.00	SPEC SIDE S	piccolo	vite color giallo
07.4155.00	SPEC SIDE M	medio	vite color rosa
07.4160.00	SPEC SIDE L	grande	vite color viola